



IONENAUSTAUSCHER AUS EDELSTAHL (V4A)
/ WASSERAUFBEREITUNG 13,5L / 10 BAR

SKU: P092012

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Edelstahl-Ionenaustauscher (V4A)
druckfest bis 10 bar.

Typ. SG 2000 SK
Prüfdruck. 15 Bar
Max. Druck . 10 Bar
Inhalt. 13,5 L
Leistung 450 l / h
Ø 240 mm
Höhe 405 mm
Gewicht 16 kg

Mwst. wird gesondert ausgewiesen



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

