



IVOCLAR SPECTRAMAT SP1 LICHTHÄRTEGERÄT

SKU: H042015

712,81 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Ein Lichtpolymerisationsgerät für den Laboreinsatz
Geeignete lichthärtende Produkte können mit dem
Spectramat zuverlässig ausgehärtet werden.

220 V / 50-60 Hz

Leistung: 600 Watt

Abmessungen . ca 38 x 24 x 23 cm (Höhe)

Gewicht. 10 Kg

Zustand. Gebraucht

Artike-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Dental und Zahnheilkunde](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein Lichtpolymerisationsgerät für den Laboreinsatz

Geeignete lichthärtende Produkte können mit dem Spectramat zuverlässig ausgehärtet werden.

220 V / 50-60 Hz

Leistung: 600 Watt

Abmessungen . ca 38 x 24 x 23 cm (Höhe)

Gewicht. 10 Kg

Zustand. Gebraucht

Artike-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

