



[IVOMAT IP1 POLYMERISATIONSGERÄT](#)

SKU: AC052015-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Ivomat IP1 Polymerisationsgerät bietet eine präzise und zuverlässige Aushärtung dentaler Kunststoffe durch gleichmäßige Lichtverteilung und programmierbare Polymerisationszeiten. Das kompakte und benutzerfreundliche Design gewährleistet effiziente Arbeitsabläufe in der Zahnarztpraxis.



Categories: [Dental und Zahnheilkunde](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Ivomat IP1 Polymerisationsgerät** ist ein hochmodernes, zuverlässiges Gerät, das speziell für die präzise und effiziente Polymerisation von dentalen Materialien entwickelt wurde. Es findet breite Anwendung in Zahnarztpraxen und Dentallaboren zur Herstellung und Aushärtung von Kunststoffprothesen, Kompositen und anderen zahnmedizinischen Werkstoffen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Temperaturkontrolle:** Das Ivomat IP1 gewährleistet eine exakte Regulierung der Polymerisationstemperatur, was zu optimalen Aushärtungsergebnissen und gleichbleibender Materialqualität führt.
- **Automatischer Polymerisationszyklus:** Das Gerät verfügt über voreingestellte Programme, die den Polymerisationsprozess standardisieren und somit Fehlerquellen minimieren.
- **Robustes und langlebiges Design:** Das Gehäuse aus hochwertigen Materialien garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb selbst bei häufigem Gebrauch.
- **Einfache Bedienbarkeit:** Intuitive Benutzeroberfläche und klare Anzeige ermöglichen eine schnelle Einstellung



und Überwachung des Polymerisationsprozesses.

- **Effiziente Wärmeverteilung:** Die innovative Innenraumgestaltung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung, um die Materialeigenschaften optimal zu erhalten.

Anwendungsbereiche:

- Polymerisation von Prothesengrundmaterialien
- Aushärtung von Kompositkunststoffen
- Verarbeitung von Reparatur- und Anpassungsmaterialien in der Zahntechnik
- Allgemeine Anwendungen in der dentalen Kunststofftechnik

Sicherheit und Hygiene:

Das Ivomat IP1 erfüllt alle relevanten medizinischen Sicherheitsstandards und ist leicht zu reinigen, was die Einhaltung der Hygienevorschriften im Praxis- und Laboralltag unterstützt.

Mit dem **Ivomat IP1 Polymerisationsgerät** investieren Sie in ein präzises, sicheres und effizientes System für die professionelle Polymerisation in der Zahnmedizin, das Ihre Arbeitsprozesse deutlich optimiert und zuverlässige Ergebnisse garantiert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

