



## JAEGER FLOWSCREEN PORTABLES SPIROMETER MIT EICHPUMPE

SKU: BG102020-V

zzgl. [Versandkosten](#)

Hersteller . Jäger  
Modell. Flowscreen

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

Categories: [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller . Jaeger / Jäger  
Modell. Flowscreen  
LCD-Displayer  
Thermoprintzer  
Gebrauchsanweisung ( Kopie )

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

