



JAEGER / JÄGER FLOWSCREEN PRO
SPIROMETER MIT RESISTANCE-MESSUNG
(ROCC-FUNKTION) AUSGESTATTET

SKU: Y012019

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das FlowScreen ist ein Tischspirometer für die Aufzeichnung und Beurteilung der Fluss-Volumen- und Volumen-Zeit-Kurve sowie der entsprechenden Parameter und ermöglicht die Messung der inspiratorischen und expiratorischen Lungenvolumina (VCin, FVC, FEV1, MEF 25, 50, 75, PEF, PIF, ...) einschließlich Vor-/Nachmessung. Der vollständig integrierte Drucker dokumentiert dabei alle Messungen.

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

