



**JÄGER MASTER SCREEN BODY + CARFUSION  
SENTRY VERSION 2.21 - V2.21.3  
BODYPLETHYSMOGRAPHIE MASTERSCREEN**

**SKU:** DG022025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Jäger Master Screen Body + Carfusion Sentry Version 2.21 - V2.21.3** ist eine hochpräzise Softwarelösung für die Bodyplethysmographie, die eine zuverlässige Erfassung und Analyse der Lungenvolumina ermöglicht. Mit modernster Technologie unterstützt sie Fachpersonal bei der Diagnostik und Therapieüberwachung von Atemwegserkrankungen in klinischen und ambulanten Umgebungen.



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Jäger Master Screen Body** in Kombination mit der **Carfusion Sentry Version 2.21 - V2.21.3** stellt eine hochmoderne Lösung für die Bodyplethysmographie dar, die speziell für die präzise und umfassende Lungenfunktionsdiagnostik entwickelt wurde. Dieses System ermöglicht die detaillierte Analyse der Atemmechanik und unterstützt Fachpersonal in Pneumologie und Allergologie bei der exakten Beurteilung von Atemwegserkrankungen.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Bodyplethysmographie auf höchstem Niveau:** Das System misst zuverlässig das Lungenvolumen, die spezifische Atemwegswiderstände sowie die Compliance des Thorax, was eine genaue Diagnostik auch bei komplexen Atemwegserkrankungen ermöglicht.



- **Innovative Software Carfusion Sentry Version 2.21 - V2.21.3:** Die Software bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten, automatisierter Analyse und Berichterstellung. Sie unterstützt verschiedene internationale Referenzwerte und ermöglicht eine flexible Anpassung an klinische Anforderungen.
- **Ergonomisches Design des Master Screen Body:** Das Gerät ist patientenfreundlich gestaltet, um eine komfortable und sichere Untersuchung durchzuführen. Die Kabine ist geräumig und gewährleistet eine präzise Messung ohne externe Störeinflüsse.
- **Umfangreiche Schnittstellen:** Kompatibilität mit Krankenhausinformationssystemen (KIS) und elektronischen Patientenakten (EPA) erleichtert die Integration in bestehende Arbeitsabläufe und die Datenverwaltung.
- **Zuverlässige Messdaten:** Die Kombination aus hochwertiger Hardware und fortschrittlicher Software garantiert reproduzierbare und valide Ergebnisse, die eine fundierte Therapieentscheidung unterstützen.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Diagnostik und Verlaufskontrolle von obstruktiven und restriktiven Lungenerkrankungen
- Präoperative Lungenfunktionsprüfung
- Forschung und klinische Studien im Bereich der Pulmologie
- Arbeitsmedizinische Untersuchungen

Das Jäger Master Screen Body mit Carfusion Sentry Software ist somit ein unverzichtbares Instrument für Kliniken und Praxen, die höchste Ansprüche an die Lungenfunktionsdiagnostik stellen. Es verbindet technische Präzision mit anwenderfreundlicher Bedienung und gewährleistet eine umfassende pulmonale Diagnostik auf dem neuesten Stand der Medizintechnik.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

