



JAEGER MASTERSCREEN-BODY BODYPLETHYSMOGRAPH MIT SOFTWARE LAB MANAGER V4.67A

SKU: BT122025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Jaeger MasterScreen-Body Bodyplethysmograph** mit der Software *Lab Manager V4.67a* bietet präzise und zuverlässige Messungen der Lungenvolumina und Atemwegswiderstände. Dieses innovative System unterstützt eine effiziente Diagnostik und erleichtert die Integration in klinische Arbeitsabläufe durch benutzerfreundliche Software.



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Jaeger MasterScreen-Body Bodyplethysmograph** ist ein hochmodernes Diagnostikgerät, das speziell für die umfassende Lungenfunktionsdiagnostik entwickelt wurde. Es ermöglicht präzise Messungen der Lungengrößen und -volumina sowie der Atemwegswiderstände, was eine detaillierte Beurteilung der pulmonalen Funktion erlaubt.

Ausgestattet mit der leistungsfähigen **Software Lab Manager V4.67a**, bietet das System eine intuitive Benutzeroberfläche und umfangreiche Analysefunktionen. Die Software unterstützt die Erfassung, Auswertung und Verwaltung von Patientendaten und erleichtert so den klinischen Arbeitsablauf erheblich.

Wesentliche Merkmale des Jaeger MasterScreen-Body Bodyplethysmographen:

- **Präzise Körperplethysmographie:** Ermöglicht genaue Messungen des Totraumvolumens, der



Residualvolumina und der funktionellen Residualkapazität.

- **Umfangreiche Lungenfunktionsparameter:** Bestimmung von Atemwegswiderständen, spezifischem Atemwegswiderstand und anderen relevanten Parametern.
- **Benutzerfreundliche Software Lab Manager V4.67a:** Intuitive Bedienung, automatische Kalibrierung und Validierung der Messergebnisse.
- **Datenmanagement:** Effiziente Speicherung, Verwaltung und Export von Patientendaten sowie umfassende Berichtsfunktionen.
- **Hohe Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit:** Sicherstellung verlässlicher Diagnosen und Verlaufskontrollen.
- **Ergonomisches Design:** Komfortable Kabine für Patienten mit einfachem Zugang und hygienischer Ausführung.

Der MasterScreen-Body Bodyplethysmograph ist ideal geeignet für den Einsatz in pneumologischen Praxen, Krankenhäusern und Forschungseinrichtungen, in denen eine präzise und umfassende Lungenfunktionsdiagnostik erforderlich ist. Die Kombination aus hochwertiger Hardware und leistungsstarker Software ermöglicht eine effiziente Workflow-Integration und unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der Diagnose und Therapie von Atemwegserkrankungen.

Zusammenfassung:

Der Jaeger MasterScreen-Body mit Software Lab Manager V4.67a stellt eine erstklassige Lösung für die Körperplethysmographie dar, die durch Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und umfangreiche Analysefunktionen überzeugt. Dieses System fördert eine fundierte klinische Entscheidungsfindung und verbessert die Patientenversorgung im Bereich der pulmonalen Diagnostik.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

