



**JOHNSON JOHNSON HARMONIC
GENERATOR 300 ETHICON ENDO-SURGEY
AI082025**

SKU: AI082025

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Johnson & Johnson HARMONIC GENERATOR 300 von Ethicon Endo-Surgery (AI082025) ist ein fortschrittliches chirurgisches Instrument zur präzisen Gewebezertrennung und Blutstillung mittels ultraschallbasierter Technologie. Er ermöglicht minimalinvasive Eingriffe mit hoher Effizienz und reduziertem Gewebetrauma.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

