



**KAESER DENTAL KOMPRESSOR KT4 OELFREI
TYP .KCT190**

SKU: R112012

1.071,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Oelfrei
190L/min // 1,1kW // 7bar
gepflegt

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Dental und Zahnheilkunde](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller : Kaeser // Typ.KCT190

7 Bar // 190l/min // bj 1991 // 220V // 8.45Amp // 1.1Kw // 1450U/mn // IP54

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

