



KALTLICHTQUELLE, LICHTPROJEKTOR WOLF 4015 MIT LICHTLEITER

SKU: BB112015

238,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

WOLF 4015 Lichtprojektor, Halogen mit
Reservelampe, Lichtintensität regelbar, guter
Zustand

115V / 220V; 200 Watt

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Lichtquellen & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

WOLF 4015 Lichtprojektor, Halogen mit Reservelampe, Lichtintensität regelbar, guter Zustand
115V / 220V; 200 Watt



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

