



[KANMED BABYWÄRMER MIT MATTE](#)

SKU: CO112024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Neonatologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der KanMed Babywärmer mit Matte ist ein Gerät, das entwickelt wurde, um Neugeborene und Säuglinge in Kliniken oder zu Hause warm zu halten. Diese Art von Babywärmer wird häufig in der Neonatologie eingesetzt, um eine konstante Körpertemperatur bei Frühgeborenen oder kranken Neugeborenen aufrechtzuerhalten.

Die Matte ist oft mit einer Heizfunktion ausgestattet, die eine gleichmäßige Wärmeabgabe ermöglicht. Dies ist wichtig, da Neugeborene nicht in der Lage sind, ihre Körpertemperatur selbst zu regulieren. Der Babywärmer kann auch über verschiedene Temperatureinstellungen verfügen, um den individuellen Bedürfnissen des Babys gerecht zu werden.

Wenn du spezifische Informationen oder Fragen zu einem bestimmten Modell hast, lass es mich wissen!

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

