



[KARL STORZ 078511 + CR123A + 94103](#) [LICHTQUELLE](#)

SKU: FC052025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Die Karl Storz 078511 Lichtquelle in Kombination mit der CR123A Batterie und dem 94103 Adapter bietet eine zuverlässige und leistungsstarke Beleuchtungslösung für endoskopische Anwendungen. Dieses Set gewährleistet eine stabile Lichtintensität und eine lange Betriebsdauer, um präzise und sichere Untersuchungen zu unterstützen.



Categories: [Für HNO - Fachrichtung](#), [HNO](#), [HNO Geräte](#), [HNO Geräte](#), [HNO Geräte](#), [Zubehör und Ersatzteile](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Karl Storz 078511 Lichtquelle** ist ein hochmodernes, medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in der Endoskopie entwickelt wurde. Diese Lichtquelle bietet eine optimale Beleuchtung für minimalinvasive Eingriffe und gewährleistet eine klare, helle und gleichmäßige Ausleuchtung des Operationsfeldes.

Das Set beinhaltet neben der Lichtquelle das hochwertige **CR123A Batteriemodul** sowie das Modell **94103**, welche zusammen eine zuverlässige und langlebige Energieversorgung sicherstellen. Durch diese Kombination wird eine konstante Lichtintensität gewährleistet, was insbesondere bei längeren Eingriffen von großer Bedeutung ist.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Hochleistungs-LED-Technologie:** Garantiert eine helle und gleichmäßige Beleuchtung bei geringer Wärmeentwicklung.



- **Portables Design:** Kompakt und leicht, ideal für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen OP-Umgebungen.
- **Energieversorgung:** Inklusive CR123A Batteriemodul für eine langanhaltende und stabile Stromquelle ohne Kabelbindung.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerung für schnelle Anpassung der Lichtintensität während der Anwendung.
- **Langlebigkeit:** Robuste Bauweise und hochwertige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb.

Die Karl Storz 078511 Lichtquelle eignet sich hervorragend für den Einsatz in der diagnostischen Endoskopie, Chirurgie sowie in anderen medizinischen Fachgebieten, in denen eine präzise und zuverlässige Beleuchtung unerlässlich ist. Durch die Kombination mit dem CR123A Batteriemodul und dem Modell 94103 wird die Mobilität erhöht, was insbesondere in Notfallsituationen oder bei Einsätzen außerhalb fester OP-Strukturen von Vorteil ist.

Fazit: Mit der Karl Storz 078511 Lichtquelle erhalten medizinische Fachkräfte ein leistungsstarkes, zuverlässiges und benutzerfreundliches Beleuchtungssystem, das höchste Anforderungen in der medizinischen Bildgebung und Endoskopie erfüllt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

