



[KARL STORZ 10120TX - 10320 TX TROKAR](#)

SKU: M072025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Karl Storz 10120TX - 10320TX Trokar** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für minimalinvasive Eingriffe entwickelt wurde. Dieses Trokar-System zeichnet sich durch seine präzise Verarbeitung und ergonomische Gestaltung aus, welche eine sichere und effiziente Einführung in die Körperhöhlen ermöglicht.

Produktmerkmale:

- **Materialqualität:** Hergestellt aus rostfreiem, biokompatiblen Edelstahl, garantiert der Trokar eine hohe Korrosionsbeständigkeit sowie Langlebigkeit.
- **Design:** Der Trokar verfügt über eine scharfe, spitze Klinge zur atraumatischen Penetration von Gewebe, kombiniert mit einer stabilen Führungshülse, die einen sicheren Zugang gewährleistet.
- **Ergonomie:** Das Griffdesign ermöglicht eine komfortable Handhabung und präzise Kontrolle während des Eingriffs.
- **Varianten:** Verfügbar in verschiedenen Durchmessern (10120TX und 10320TX), um unterschiedlichen anatomischen Anforderungen gerecht zu werden.

Anwendungsgebiete:

- Endoskopische und laparoskopische Operationen
- Chirurgische Eingriffe, bei denen ein sicherer Zugang zur Körperhöhle erforderlich ist
- Gynäkologische, urologische und allgemein chirurgische Verfahren

Vorteile des Karl Storz Trokars:

- **Sicherheit:** Minimierung des Gewebetraumas durch optimierte Klingenform
- **Zuverlässigkeit:** Robuste Konstruktion für wiederholte Anwendungen



- **Kompatibilität:** Passend für gängige Endoskopiesysteme
- **Hygiene:** Leicht zu reinigen und sterilisieren

Der Karl Storz 10120TX - 10320TX Trokar ist somit ein unverzichtbares Instrument für Chirurgen, die Wert auf Qualität, Präzision und Patientensicherheit legen. Durch seine durchdachte Konstruktion unterstützt er einen reibungslosen Ablauf minimalinvasiver Operationen und trägt maßgeblich zum Behandlungserfolg bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

