



[KARL STORZ 11301BN1 INTUBATIONS-FIBERSKOP 11301 BN1](#)

SKU: AQ072024 -B042026

zzgl. [Versandkosten](#)

Karl Storz 11301BN1 Intubations-Fiberskop ist ein hochwertiges, flexibles Endoskop zur sicheren und präzisen Intubation in der Anästhesie und Atemwegssicherung. Es bietet hervorragende Bildqualität und optimale Handhabung für eine effiziente Patientenversorgung.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#), [Endoskopie und Zubehör](#), [Endoskopie und Zubehör](#), [Intubations-Fiberskop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Karl Storz 11301BN1 Intubations-Fiberskop** ist ein hochmodernes medizinisches Instrument, das speziell für die sichere und präzise Intubation entwickelt wurde. Es ist Teil der renommierten Produktlinie von Karl Storz, einem weltweit führenden Hersteller von Endoskopen und medizinischem Equipment.

Dieses Fiberskop zeichnet sich durch seine hervorragende optische Qualität aus, die eine klare und detailreiche Visualisierung der Atemwege ermöglicht. Die flexible Bauweise erlaubt eine einfache Navigation durch anatomisch anspruchsvolle Strukturen, wodurch die Intubation auch in schwierigen Fällen erleichtert wird.

Hauptmerkmale des Karl Storz 11301BN1 Intubations-Fiberskops:

- **Optik:** Hochauflösende Faseroptik mit exzellenter Lichttransmission für optimale Sichtverhältnisse.
- **Flexibilität:** Flexibles Design zur Anpassung an verschiedene anatomische Gegebenheiten und zur Schonung der Schleimhäute.
- **Robustheit:** Langlebiges Material und hochwertige Verarbeitung für den zuverlässigen Einsatz im klinischen



Alltag.

- **Kompatibilität:** Geeignet für den Einsatz mit Standard-Intubationsgeräten und -zubehör.
- **Sterilisierbarkeit:** Einfach zu reinigen und sterilisieren, um höchste Hygienestandards zu gewährleisten.

Das 11301BN1 Fiberskop unterstützt Anästhesisten und Notfallmediziner dabei, eine sichere Atemwegssicherung schnell und effektiv durchzuführen. Seine ergonomische Form und intuitive Handhabung minimieren die Eingriffszeit und reduzieren das Risiko von Komplikationen.

Zusammenfassend bietet das **Karl Storz 11301BN1 Intubations-Fiberskop** eine Kombination aus herausragender optischer Leistung, hoher Flexibilität und robustem Design, die es zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der modernen Atemwegssicherung macht.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

