



**[KARL STORZ 20112320 // 201123 20](#)**  
**[HALOGEN 150 KALTLICHTQUELLE-](#)**  
**[LICHTQUELLE – LIGHT SOURCE MIT](#)**  
**[LICHTLEITER](#)**

**SKU:** BL042024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

```html

Die **Karl Storz 20112320 Halogen 150 Kaltlichtquelle** bietet eine leistungsstarke, flimmerfreie Beleuchtung für endoskopische Anwendungen und gewährleistet durch den integrierten Lichtleiter eine optimale Lichtübertragung. Das kompakte Design und die zuverlässige Halogentechnologie sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung bei minimaler Wärmeentwicklung.

...



---

**Categories:** [Starre Endoskope & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Karl Storz 20112320 Halogen 150 Kaltlichtquelle** ist eine hochmoderne Lichtquelle, die speziell für den Einsatz in der endoskopischen Chirurgie und anderen medizinischen Anwendungen entwickelt wurde. Sie bietet eine zuverlässige und leistungsstarke Beleuchtung, die eine optimale Sicht im Operationsfeld gewährleistet.

Diese Kaltlichtquelle arbeitet mit einer **Halogenlampe** und erzeugt eine helle, gleichmäßige und flimmerfreie Lichtintensität von bis zu 150 Watt. Durch die spezielle Lichtführungstechnologie wird die Wärmeentwicklung am

Austrittspunkt minimiert, was die Sicherheit für Patient und Anwender erhöht und eine angenehme Arbeitsumgebung schafft.

#### **Wesentliche Merkmale und Vorteile:**

- **Leistungsstarke Halogenlichtquelle:** 150 Watt für eine helle und klare Ausleuchtung, ideal für präzise Diagnosen und Eingriffe.
- **Kaltlichttechnologie:** Minimale Wärmeentwicklung, um Gewebeschäden zu vermeiden und den Komfort während der Anwendung zu erhöhen.
- **Integrierter Lichtleiteranschluss:** Für eine sichere und effiziente Verbindung mit verschiedenen Endoskopen und Lichtleitern.
- **Lange Lebensdauer der Lampe:** Reduziert Wartungskosten und Ausfallzeiten im klinischen Einsatz.
- **Einfaches Bedienkonzept:** Intuitive Steuerungselemente ermöglichen eine schnelle Einstellung der Lichtintensität.
- **Kompaktes und robustes Design:** Für eine flexible Integration in verschiedene OP-Umgebungen.

Die Karl Storz 20112320 Halogen 150 Kaltlichtquelle ist kompatibel mit einer Vielzahl von **Lichtleitern** und Endoskopen, was sie zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedlichste medizinische Fachbereiche macht. Dank der hochwertigen Verarbeitung und den strengen Qualitätskontrollen erfüllt sie höchste Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

#### **Technische Daten im Überblick:**

- Leistung: 150 Watt Halogenlampe
- Lichtquelle: Kaltlicht
- Lichtleiteranschluss: Standardisiert für einfache Kompatibilität
- Lebensdauer der Lampe: ca. 500 bis 1000 Stunden (je nach Anwendung)
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend
- Spannung: Universell einsetzbar

Zusammenfassend bietet die **Karl Storz 20112320 Halogen 150 Kaltlichtquelle** eine exzellente Kombination aus Lichtqualität, Bedienkomfort und Langlebigkeit, die sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner endoskopischer Arbeitsplätze macht.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

### **Versand**

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem  
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen



**Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.  
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

**Lieferumfang**

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.

