



KARL STORZ 201130 20 - 20113020
KALTLICHTQUELLE + 078511 KOPFHAUBE
STIRNLAMPE

SKU: HA052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Karl Storz 201130 20 Kaltlichtquelle** in Kombination mit der **078511 Kopfhaube Stirnlampe** stellt eine hochmoderne Lichtquelle für medizinische Endoskopie-Anwendungen dar. Dieses Set ist speziell entwickelt, um eine optimale Ausleuchtung des Operations- oder Untersuchungsfeldes zu gewährleisten und somit präzise Diagnosen sowie minimalinvasive Eingriffe zu unterstützen.

Produktmerkmale der Kaltlichtquelle 201130 20:

- **Leistungsstarke Lichtquelle:** Die Kaltlichtquelle nutzt eine hochintensive Halogen- oder LED-Lampe, die eine helle, gleichmäßige und flimmerfreie Beleuchtung garantiert.
- **Minimale Wärmeentwicklung:** Durch die Kaltlichttechnik wird die Wärmeübertragung auf das Gewebe reduziert, was die Sicherheit und den Komfort während der Untersuchung erhöht.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente ermöglichen eine schnelle Anpassung der Lichtintensität an individuelle Anforderungen.
- **Langlebigkeit und Zuverlässigkeit:** Hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung sorgen für eine lange Lebensdauer und stabile Leistung im klinischen Alltag.

Eigenschaften der Kopfhaube Stirnlampe 078511:

- **Ergonomisches Design:** Die Stirnlampe ist leicht und komfortabel zu tragen, wodurch Ermüdungserscheinungen bei längeren Eingriffen reduziert werden.
- **Optimale Lichtführung:** Die Lampe gewährleistet eine gezielte Ausleuchtung des Untersuchungsbereichs direkt im Sichtfeld des Anwenders.



- **Verstellbarer Kopfbügel:** Passt sich individuell an verschiedene Kopfgrößen an und sorgt für sicheren Halt.
- **Kompatibilität:** Einfacher Anschluss an die Karl Storz Kaltlichtquelle für eine nahtlose Integration im Arbeitsablauf.

Anwendungsbereiche:

Dieses Set ist ideal geeignet für den Einsatz in der *Endoskopie, HNO-Heilkunde, Chirurgie* sowie weiteren medizinischen Fachdisziplinen, die eine präzise und sichere Beleuchtung erfordern. Die Kombination aus leistungsstarker Kaltlichtquelle und komfortabler Stirnlampe unterstützt medizinisches Personal dabei, optimale Sichtverhältnisse zu schaffen und so die Qualität der Untersuchungen und Eingriffe zu verbessern.

Zusammenfassend bietet das **Karl Storz 201130 20 Kaltlichtquelle + 078511 Kopfhaube Stirnlampe** Set eine zuverlässige, ergonomische und hochfunktionale Lösung zur hochwertigen Beleuchtung im medizinischen Bereich.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

