



## [KARL STORZ 201315 20 - 20131520 HALOGEN 250 TWIN](#)

SKU: DT022026

zzgl. [Versandkosten](#)

**Karl Storz 201315 20 - 20131520 Halogen 250 twin** ist eine hochleistungsfähige Halogenlichtquelle, die eine gleichmäßige und helle Beleuchtung für endoskopische Anwendungen gewährleistet. Sie überzeugt durch ihre langlebige Konstruktion und sorgt für optimale Sichtverhältnisse im chirurgischen Umfeld.



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Karl Storz 201315 20 - 20131520 Halogen 250 twin** ist eine hochwertige Beleuchtungseinheit, die speziell für den Einsatz in der endoskopischen Chirurgie und anderen medizinischen Anwendungen entwickelt wurde. Diese Halogen-Lichtquelle bietet eine zuverlässige und leistungsstarke Beleuchtung, die für eine optimale Sichtbarkeit im Operationsfeld sorgt.

### Produktmerkmale:

- **Leistungsstarke Halogenlichtquelle:** Mit einer Leistung von 250 Watt gewährleistet das Gerät eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung, die für präzise Diagnostik und chirurgische Eingriffe unerlässlich ist.
- **Twin-Lampensystem:** Die doppelte Lampenbestückung sorgt für erhöhte Betriebssicherheit. Im Falle eines Lampenausfalls kann sofort auf die zweite Lampe umgeschaltet werden, wodurch Unterbrechungen im Arbeitsablauf vermieden werden.
- **Hohe Farbtemperatur:** Die Lichtquelle erzeugt ein neutralweißes Licht, das eine natürliche Farbwiedergabe ermöglicht und somit die Beurteilung von Gewebe- und Organstrukturen erleichtert.



- **Effiziente Wärmeableitung:** Das Gerät ist so konstruiert, dass eine effektive Kühlung gewährleistet ist, wodurch eine lange Lebensdauer der Lampen und eine konstante Lichtleistung sichergestellt werden.
- **Einfache Handhabung:** Intuitive Bedienelemente und ein robustes Design ermöglichen einen unkomplizierten Einsatz im klinischen Alltag.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Endoskopische und minimalinvasive Chirurgie
- Gynäkologie, Urologie und HNO
- Diagnostische Untersuchungen mit optischen Instrumenten
- Allgemeine medizinische und chirurgische Beleuchtungsanforderungen

Das Karl Storz 201315 20 - 20131520 Halogen 250 twin ist ein verlässlicher Partner für medizinische Fachkräfte, die auf eine konstante und qualitativ hochwertige Beleuchtung angewiesen sind. Durch seine robuste Bauweise und die innovative Twin-Lampentechnologie trägt es maßgeblich zur Sicherheit und Effizienz im Operationssaal bei.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

