



## [KARL STORZ 20133020 201330 20 XENON 300 LICHTQUELLE 300-WATT](#)

**SKU:** CA032026

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Karl Storz 20133020** (Xenon 300) ist eine der bekanntesten Hochleistungs-Lichtquellen für die Endoskopie. Mit ihrer **300-Watt-Xenon-Lampe** liefert sie ein tageslichtähnliches Farbspektrum, das für eine exzellente Farbwiedergabe im Körperinneren sorgt.

Key Facts zur Xenon 300

- **Helligkeit:** Die 300-Watt-Lampe ist deutlich leistungsstärker als 100W- oder 175W-Modelle und daher ideal für laparoskopische Eingriffe oder Dokumentationen in HD.
- **Farbtemperatur:** ca. 6000 Kelvin (Tageslicht), was eine natürliche Darstellung von Gewebe und Blut ermöglicht.
- **Kompatibilität:** Das Gerät verfügt über den Standard-Storz-Lichtkabelanschluss.
- **Lampenlebensdauer:** Die Xenon-Brenner halten im Schnitt **500 Stunden**. Ein Betriebsstundenzähler an der Front zeigt an, wann ein Wechsel fällig ist.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

