



## [KARL STORZ 26003BA OPTIK 30° 10MM 31CM LAPAROSKOP](#)

SKU: AJ052025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Karl Storz 26003BA Laparoskop** verfügt über eine 30° Optik mit 10 mm Durchmesser und einer Länge von 31 cm, ideal für präzise minimalinvasive Eingriffe. Es bietet hervorragende Bildqualität und ergonomisches Design für optimale Handhabung im chirurgischen Einsatz.



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Karl Storz 26003BA Laparoskop** ist ein hochpräzises medizinisches Instrument, das speziell für minimalinvasive chirurgische Eingriffe entwickelt wurde. Mit einem **Winkel von 30°** ermöglicht es Chirurgen eine optimale Sicht auf das Operationsfeld, auch in schwer zugänglichen Bereichen.

Die technischen Spezifikationen des Laparoscops sind wie folgt:

- **Optikwinkel:** 30° – für eine verbesserte Sicht und Flexibilität während der Operation
- **Durchmesser:** 10 mm – standardisiert für vielfältige Anwendungen und Kompatibilität mit gängigen Instrumenten
- **Länge:** 31 cm – bietet ausreichend Reichweite für tieferliegende Strukturen im Bauchraum

Gefertigt aus hochwertigen Materialien garantiert das Laparoskop von Karl Storz eine exzellente Bildqualität sowie eine hohe mechanische Stabilität. Die Optik ist präzise gefertigt und sorgt für eine klare, kontrastreiche Darstellung, die für eine sichere und effektive Durchführung laparoskopischer Eingriffe unerlässlich ist.

Dank des robusten Designs ist das Gerät für den wiederholten Einsatz nach entsprechender Sterilisation geeignet



und erfüllt die hohen Ansprüche moderner Operationssäle. Die Kompatibilität mit Standard-Laparoskopie-Systemen von Karl Storz erleichtert die Integration in bestehende Arbeitsabläufe.

#### **Zusammenfassung der Vorteile:**

- Hochwertige 30°-Optik für vielseitige Sichtwinkel
- Standardisierte 10 mm Durchmesser für optimale Instrumentenpassung
- Ergonomische Länge von 31 cm für präzise Handhabung
- Robuste Bauweise für Langlebigkeit und zuverlässigen Einsatz
- Exzellente Bildqualität für sichere Diagnostik und Therapie

Das Karl Storz 26003BA Laparoskop ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für Chirurgen, die Wert auf Präzision, Zuverlässigkeit und eine verbesserte Visualisierung während laparoskopischer Operationen legen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

