



KARL STORZ 28200 DX DRILLCUT-X ARTHRO SHAVER

SKU: AY042025-K - KG012026-K (2X)

zzgl. [Versandkosten](#)

Karl Storz 28200 DX DrillCut-X ARTHRO Shaver ist ein hochpräzises, motorbetriebenes Arthroskopie-Instrument, das für effizientes und schonendes Schneiden sowie Abtragen von Gewebe im Gelenkbereich entwickelt wurde. Das ergonomische Design und die fortschrittliche Technik gewährleisten optimale Kontrolle und maximale Sicherheit während minimalinvasiver Eingriffe.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Karl Storz 28200 DX DrillCut-X ARTHRO Shaver** ist ein hochmodernes, medizinisches Instrument, das speziell für die arthroskopische Chirurgie entwickelt wurde. Dieses innovative Shaver-System ermöglicht präzises und effizientes Gewebeabtrag während minimalinvasiver Eingriffe an Gelenken.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Hochleistungs-Bohrtechnologie:** Der DrillCut-X Antrieb sorgt für eine außergewöhnlich hohe Schneidleistung bei gleichzeitig geringer Wärmeentwicklung, was das umliegende Gewebe schützt.
- **Ergonomisches Design:** Die handliche Bauform erleichtert die Handhabung und ermöglicht dem Operateur eine optimale Kontrolle und Präzision während des Eingriffs.
- **Vielseitigkeit:** Kompatibel mit verschiedenen Shaver-Klingen und Zubehörteilen, um eine breite Palette arthroskopischer Anwendungen abzudecken.



- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im chirurgischen Alltag.
- **Optimierte Absaugfunktion:** Die integrierte Absaugtechnik sorgt für eine klare Sicht auf das Operationsfeld und minimiert das Risiko von Kontaminationen.

Anwendungsgebiete:

Der Karl Storz 28200 DX DrillCut-X ARTHRO Shaver ist ideal geeignet für verschiedene arthroskopische Verfahren, insbesondere bei:

- Meniskusresektionen
- Knorpelglättungen
- Synovektomien
- Entfernung von freien Gelenkkörpern
- Weichteilpräparationen in kleinen Gelenken

Sicherheit und Hygiene:

Das Gerät ist für die Sterilisation im Autoklaven ausgelegt und entspricht den hohen Standards der Medizintechnik. Die einfache Demontage und Reinigung der Komponenten unterstützt eine hygienisch einwandfreie Anwendung und reduziert das Infektionsrisiko.

Fazit:

Mit dem *Karl Storz 28200 DX DrillCut-X ARTHRO Shaver* erhalten Operateure ein leistungsfähiges, präzises und zuverlässiges Instrument für die moderne arthroskopische Chirurgie. Die Kombination aus innovativer Technologie, ergonomischem Design und vielseitiger Einsetzbarkeit macht dieses Produkt zu einer erstklassigen Wahl für anspruchsvolle orthopädische Eingriffe.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

