



**KARL STORZ 28731 BWA - 28731BWA 30
GRAD ARTHROSKOP**

SKU: AP052025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Karl Storz 28731 BWA Arthroskop** mit 30-Grad-Winkel ermöglicht eine präzise Visualisierung intraartikulärer Strukturen bei minimalinvasiven Eingriffen. Es zeichnet sich durch hochwertige Optik und robuste Verarbeitung aus, um eine klare Bildgebung und zuverlässige Anwendung in der Arthroskopie zu gewährleisten.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

