



[KARL STORZ 30553 CLIP APPLICATOR - OP INSTRUMENT](#)

SKU: ES072025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Der KARL STORZ 30553 Clip Applicator ist ein präzises chirurgisches Instrument zur sicheren und effizienten Applikation von Clips während operativer Eingriffe. Seine ergonomische Bauweise gewährleistet eine optimale Handhabung und zuverlässige Funktionalität im OP. Dieses Instrument erfüllt höchste Qualitätsstandards für den medizinischen Einsatz.



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **KARL STORZ 30553 Clip Applicator** ist ein hochpräzises chirurgisches Instrument, das speziell für die sichere und effiziente Anbringung von Clips während operativer Eingriffe entwickelt wurde. Dieses Instrument zeichnet sich durch seine ergonomische Bauweise und seine herausragende Funktionalität aus, die eine exakte Platzierung der Clips gewährleisten.

Produktmerkmale:

- **Material:** Hochwertiger Edelstahl, der eine optimale Sterilisierbarkeit und Langlebigkeit garantiert.
- **Design:** Ergonomisch geformter Griff für eine komfortable Handhabung und präzise Kontrolle während der Anwendung.
- **Funktion:** Präziser Mechanismus zur sicheren Aufnahme und Positionierung von Clips, wodurch ein zuverlässiger Verschluss von Gefäßen oder Gewebe ermöglicht wird.
- **Kompatibilität:** Kompatibel mit verschiedenen Clip-Typen von KARL STORZ, wodurch vielseitiger Einsatz in



unterschiedlichen chirurgischen Disziplinen möglich ist.

Anwendungsbereiche:

Der Clip Applicator 30553 wird vorwiegend in der Allgemeinchirurgie, Gefäßchirurgie sowie in minimal-invasiven Verfahren eingesetzt. Er eignet sich ideal zum Verschluss kleiner Blutgefäße, zur Ligatur von Strukturen und zur sicheren Fixierung von Gewebe, um Blutungen zu kontrollieren und operative Effizienz zu erhöhen.

Vorteile auf einen Blick:

- Präzise und sichere Clip-Applikation
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Leichte Reinigung und Sterilisation
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen chirurgischen Verfahren

Der KARL STORZ 30553 Clip Applicator ist somit ein unverzichtbares Instrument für Chirurgen, die Wert auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit bei der Clip-Anwendung legen. Durch seine durchdachte Konstruktion unterstützt er eine präzise und sichere Durchführung von operativen Eingriffen, was zu einer verbesserten Patientensicherheit und optimalen Behandlungsergebnissen beiträgt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

