



[KARL STORZ IMAGE 1 HUB HD MIT KAMERAKOPF](#)

SKU: AQ102024

zzgl. [Versandkosten](#)

Karl Storz Image 1 HUB HD mit Kamerakopf bietet hochauflösende Bildgebung in Echtzeit und gewährleistet präzise Diagnosen durch exzellente Farbwiedergabe und Detailgenauigkeit. Dieses kompakte System ist ideal für minimalinvasive Eingriffe und unterstützt Chirurgen mit innovativer Technologie für optimale Sichtverhältnisse.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Karl Storz Image 1 HUB HD** mit Kamerakopf ist ein hochmodernes Bildgebungssystem, das speziell für den Einsatz in der minimalinvasiven Chirurgie entwickelt wurde. Es bietet Chirurgen und medizinischem Fachpersonal eine herausragende Bildqualität in High Definition, um präzise Diagnosen und Eingriffe zu ermöglichen.

Der integrierte **Kamerakopf** überzeugt durch seine kompakte Bauweise und exzellente optische Leistungen. Dank innovativer Technologien liefert er lebendige, kontrastreiche und detailreiche Bilder, die selbst kleinste anatomische Strukturen klar sichtbar machen.

Wesentliche Merkmale des Karl Storz Image 1 HUB HD mit Kamerakopf:

- **High-Definition Bildgebung:** Ermöglicht gestochen scharfe und naturgetreue Bilder in höchster Auflösung.
- **Modulares Design:** Flexibles System, das sich leicht in bestehende OP-Umgebungen integrieren lässt.
- **Ergonomischer Kamerakopf:** Leicht und handlich, reduziert Ermüdungserscheinungen bei längerem Einsatz.
- **Nahtlose Integration:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Endoskopen und OP-Systemen von Karl Storz.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht schnelle Anpassungen während der Operation.



- **Robuste Bauweise:** Für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen im OP-Saal konzipiert.
- **Verbesserte Hygiene:** Leicht zu reinigen und desinfizieren, erfüllt höchste medizinische Standards.

Mit dem Karl Storz Image 1 HUB HD mit Kamerakopf profitieren Anwender von einer zukunftsweisenden Technologie, die eine optimale Visualisierung unterstützt und damit die Sicherheit und Effizienz chirurgischer Eingriffe erhöht. Das System ist ideal geeignet für Fachgebiete wie Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Urologie, HNO sowie für viele weitere endoskopische Anwendungen.

Zusammenfassend bietet das Karl Storz Image 1 HUB HD mit Kamerakopf eine Kombination aus erstklassiger Bildqualität, Bedienkomfort und Flexibilität, die den hohen Anforderungen moderner medizinischer Bildgebung gerecht wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

