



KARL STORZ NDS SC-WU23-A1511 **MONITOR FÜR DIE ENDOSKOPIE**

SKU: BJ062025

zzgl. [Versandkosten](#)

KARL STORZ NDS SC-WU23-A1511 ist ein hochauflösender Endoskopie-Monitor, der präzise Bildwiedergabe und optimale Sichtverhältnisse für minimalinvasive Eingriffe gewährleistet. Das robuste Design und die fortschrittliche Technologie unterstützen Mediziner bei der sicheren und effizienten Diagnostik und Therapie.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

