



**KARL STORZ UNIDRIVE S III 207010 20**  
**ARTHROSKOPIE SHAVER MIT 20016230**  
**FUSSSCHALTER**

**SKU:** AV082024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Arthroskopie](#), [Orthopädie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Karl Storz Unidrive S III ist ein vielseitiges System für die Arthroskopie, das häufig in der orthopädischen Chirurgie eingesetzt wird. Der Shaver (oder Shaver-System) ermöglicht es Chirurgen, Gewebe präzise zu schneiden und zu entfernen, während der Fußschalter (Modell 20016230) eine einfache und intuitive Steuerung des Geräts während des Eingriffs ermöglicht.

Hier sind einige wichtige Punkte zu beachten:

1. **Funktionalität:** Der Unidrive S III bietet verschiedene Geschwindigkeits- und Leistungsoptionen, um sich an unterschiedliche chirurgische Anforderungen anzupassen.
2. **Zubehör:** Es gibt eine Vielzahl von Shaver-Klingen und -Zubehörteilen, die mit dem Unidrive S III verwendet werden können, um spezifische chirurgische Aufgaben zu erfüllen.
3. **Ergonomie:** Das Design des Fußschalters ermöglicht es dem Chirurgen, das Gerät freihändig zu steuern, was die Effizienz und Präzision während des Eingriffs erhöht.
4. **Sicherheit:** Wie bei allen chirurgischen Geräten ist es wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen des Herstellers zu befolgen, um Komplikationen zu vermeiden.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

