



## [KCI 40525 FIRST STEP AIR MATTRESS PUMP](#)

SKU: BD102024

~~559,00 €~~ **468,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Luftpumpe](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die KCI 40525 First Step Air Mattress Pump ist eine spezielle Pumpe, die in der Regel zur Aufblähung von Luftmatratzen verwendet wird, die in medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden, insbesondere für Patienten mit einem Risiko für Dekubitus (Druckgeschwüre). Diese Art von Matratze kann helfen, den Druck auf bestimmte Körperstellen zu reduzieren und somit das Risiko von Hautschäden zu minimieren.

Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen der KCI 40525 First Step Air Mattress Pump:

1. **Druckregulierung:** Die Pumpe ermöglicht eine präzise Einstellung des Luftdrucks in der Matratze, um den Komfort des Patienten zu maximieren und gleichzeitig den therapeutischen Nutzen zu gewährleisten.
2. **Einfache Bedienung:** In der Regel sind diese Pumpen benutzerfreundlich gestaltet, sodass Pflegekräfte sie leicht bedienen können.
3. **Geräuscharm:** Viele Modelle sind so konzipiert, dass sie während des Betriebs leise arbeiten, was für den Komfort des Patienten wichtig ist.
4. **Schnelles Aufblasen:** Die Pumpe kann die Matratze schnell aufblähen und entleeren, was die Handhabung erleichtert.
5. **Zuverlässigkeit:** Medizinische Pumpen wie diese sind oft robust und für den kontinuierlichen Einsatz in klinischen Umgebungen ausgelegt.
6. **Kompatibilität:** Sie ist speziell für die Verwendung mit bestimmten Luftmatratzenmodellen konzipiert, daher ist es wichtig sicherzustellen, dass sie mit der jeweiligen Matratze kompatibel ist.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

