



**KERN MCB 300K100M STUHLWAAGE -  
EICHFÄHIG KERN MCB 300K100M  
STUHLWAAGE - EICHFÄHIG**

**SKU:** BZ122025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Waage](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Kern MCB 300K100M** ist eine professionelle, mobile Stuhlwaage mit einem Wägebereich bis **300 kg**, die speziell für den klinischen Einsatz in Krankenhäusern und Pflegeheimen entwickelt wurde. Sie verfügt über eine **Medizinzulassung** nach 93/42/EWG und ist für die **Eichklasse III** zugelassen

Technische Spezifikationen

Nach Angaben von [MEDPLUS24](#) und dem Kern-Fachhandel weist die Waage folgende Merkmale auf:

- **Wägebereich:** Maximal **300 kg** mit einer Ablesbarkeit von **100 g**.
- **Mobilität:** Ausgestattet mit vier lenkbaren Rädern, die jeweils über eine eigene **Feststellbremse** verfügen.
- **Komfort:** Umklappbare Armlehnen und ausziehbare Fußstützen erleichtern das Umsetzen der Patienten.
- **Funktionen:** Beinhaltet eine **BMI-Funktion** zur Gewichtsbeurteilung sowie eine **Data-Hold-Funktion**, die den Gewichtswert bei Stillstand einfriert.
- **Stromversorgung:** Betrieb über Netzadapter (inklusive) oder Batterien (6x 1,5 V AA, optional) für bis zu 50 Stunden Betriebsdauer möglich.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

