



[KLS MARTIN TRUMPF HMC80 HF-GERÄT](#) [MINICUTTER CHIRURGIE GERÄT](#)

SKU: ET112025

zzgl. [Versandkosten](#)

``html

KLS MARTIN Trumpf HMC80 HF-Gerät Minicutter ist ein hochpräzises chirurgisches Instrument, das durch seine kompakte Bauweise und leistungsstarke Hochfrequenztechnologie eine exakte Gewebekontrolle und minimalinvasive Schnittführung ermöglicht. Es eignet sich ideal für anspruchsvolle operative Eingriffe und gewährleistet maximale Sicherheit und Effizienz im OP.

...



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **KLS MARTIN Trumpf HMC80 HF-Gerät Minicutter** ist ein hochmodernes chirurgisches Instrument, das speziell für präzise und effiziente Anwendungen in der modernen Chirurgie entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert fortschrittliche Hochfrequenztechnologie mit einem kompakten und ergonomischen Design, wodurch es sich ideal für verschiedenste operative Eingriffe eignet.

Hochfrequenztechnologie (HF):

Das HMC80 nutzt eine leistungsstarke Hochfrequenzquelle, die eine exakte Gewebekohäsion und -kauterisation ermöglicht. Dadurch werden Blutungen effektiv minimiert, was zu einer verbesserten Sicht während der Operation

und einer schnelleren Wundheilung beiträgt.

Minicutter-Funktion:

Der integrierte Minicutter ist speziell für feine, präzise Schnitte konzipiert. Er erlaubt das Schneiden von Gewebe mit minimaler thermischer Belastung, was die Gewebeschonung erhöht und postoperativen Komplikationen entgegenwirkt. Die Kombination aus Schneiden und Koagulieren in einem Gerät optimiert den Operationsverlauf und verkürzt die OP-Zeit.

Ergonomisches Design:

Das schlanke, handliche Design des Geräts sorgt für eine komfortable Handhabung auch bei längeren Eingriffen. Die intuitive Bedienoberfläche ermöglicht eine einfache Einstellung der HF-Leistung und Cut-Funktionen, wodurch eine individuell angepasste Anwendung gewährleistet wird.

Anwendungsbereiche:

- Allgemein Chirurgie
- HNO-Chirurgie
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie
- Neurochirurgie
- Minimalinvasive Operationen

Technische Merkmale im Überblick:

- Leistungsstarke HF-Technologie für präzises Schneiden und Koagulieren
- Minicutter für feine und kontrollierte Gewebeschnitte
- Ergonomisches und leichtes Handgerät
- Einfache Bedienung mit klarer Benutzeroberfläche
- Hohe Sicherheit durch modernste Schutzmechanismen

Das KLS MARTIN Trumpf HMC80 HF-Gerät Minicutter ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für Chirurgen, die Wert auf Präzision, Sicherheit und Effizienz legen. Dank seiner vielseitigen Funktionen und der bewährten KLS MARTIN Qualität unterstützt es optimal den chirurgischen Erfolg und das Wohlbefinden der Patienten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

