



KODAK 6J2516 9101089071 SP136 18 X 24 DIRECTVIEW GP SCREEN

SKU: ID042025

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Kodak 6J2516 9101089071 SP136 18 x 24 DirectView GP Screen** ist ein hochwertiger Röntgenbildschirm, der eine hervorragende Bildqualität bei diagnostischen Anwendungen gewährleistet. Er bietet eine optimale Kombination aus Empfindlichkeit und Schärfe für präzise radiologische Untersuchungen.



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Kodak 6J2516 9101089071 SP136 18 x 24 DirectView GP Screen** ist ein hochqualitativer Röntgenbildverstärker, der speziell für den Einsatz in der medizinischen Bildgebung entwickelt wurde. Dieses Produkt gewährleistet eine hervorragende Bildqualität bei konventionellen Röntgenaufnahmen und unterstützt Radiologen und medizinisches Fachpersonal dabei, präzise Diagnosen zu stellen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Abmessungen:** 18 x 24 cm – ideal für standardisierte Röntgenaufnahmen im mittleren Format.
- **DirectView GP Technologie:** Speziell entwickelte Verstärkerfolie, die eine hohe Lichtausbeute und exzellente Bildschärfe bietet.
- **Hohe Empfindlichkeit:** Ermöglicht kürzere Belichtungszeiten, was die Strahlenbelastung für den Patienten reduziert.
- **Robuste Bauweise:** Langlebig und widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen im Klinikalltag.



- **Kompatibilität:** Geeignet für den Einsatz mit verschiedenen Röntgensystemen und -filmen, insbesondere für die Verwendung mit DirectView-Systemen von Kodak.
- **Optimierte Bildkontrastverstärkung:** Unterstützt eine verbesserte Darstellung von feinen anatomischen Details und Pathologien.

Anwendungsbereiche:

Der Kodak 6J2516 SP136 Screen ist ideal für die Anwendung in:

- Allgemeiner Radiologie
- Orthopädie
- Traumatologie
- Pneumologie
- Veterinärmedizin

Technische Details:

- Produktnummer: 6J2516 / 9101089071
- Typ: SP136 GP Screen
- Format: 18 cm x 24 cm
- Material: Hochwertige Phosphorschicht auf Trägermaterial
- Optimale Wellenlänge für Röntgenstrahlenabsorption und Lichtemission

Dank seiner überlegenen Bildverstärkung und der hohen Zuverlässigkeit ist der **Kodak 6J2516 9101089071 SP136 18 x 24 DirectView GP Screen** eine ausgezeichnete Wahl für medizinische Einrichtungen, die Wert auf präzise Bildgebung und Patientensicherheit legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

