



## **KODAK DIRECTVIEW CR CASSETTE - SP136 24X30**

**SKU:** IT042025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Radiographie](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Kodak DirectView CR Cassette - SP136 24x30** ist eine hochwertige Speicherfolie-Kassette, die speziell für die Computertomographie (CR) und digitale Radiographie entwickelt wurde. Mit den Abmessungen von **24 x 30 cm** eignet sie sich ideal für die Aufnahme von Röntgenbildern in verschiedenen medizinischen Fachgebieten, darunter Orthopädie, Traumatologie und allgemeine Bildgebung.

Die Kassette ist kompatibel mit dem **Kodak DirectView CR-System** und gewährleistet eine optimale Bildqualität durch präzise und zuverlässige Speicherung der Röntgendaten. Sie zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion aus, die den Anforderungen des klinischen Alltags standhält und gleichzeitig eine einfache Handhabung ermöglicht.

#### **Produktmerkmale im Überblick:**

- **Abmessungen:** 24 x 30 cm
- **Typ:** Speicherfolie-Kassette (CR)
- **Kompatibilität:** Kodak DirectView CR-System
- **Material:** Hochwertige, langlebige Materialien für optimalen Schutz der Speicherfolie
- **Bildqualität:** Hohe Auflösung und Kontrast zur Unterstützung einer präzisen Diagnostik
- **Handhabung:** Leicht zu öffnen und zu verschließen, ergonomisches Design

Die **Kodak DirectView CR Cassette - SP136 24x30** unterstützt medizinisches Personal dabei, qualitativ hochwertige Röntgenaufnahmen schnell und zuverlässig zu erstellen. Sie ist ein unverzichtbares Zubehör für alle Einrichtungen, die auf digitale Bildgebung setzen und dabei höchste Ansprüche an Bildqualität und Bedienkomfort stellen.

Dank ihrer präzisen Verarbeitung und der optimalen Anpassung an das Kodak DirectView System trägt diese



Kassette maßgeblich zur Effizienz und Genauigkeit in der radiologischen Diagnostik bei.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

