



[KODAK DIRECTVIEW CR850 SYSTEM](#)

SKU: CU042025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Röntgen und zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung: Kodak DirectView CR850

Funktion: Computerradiographie-System zur digitalen Aufnahme und Verarbeitung von Röntgenbildern

Einsatzbereich: Radiologie, Kliniken, Praxen

Merkmale:

- Kompakt und für mittleres Patientenaufkommen geeignet
- Unterstützt verschiedene Kassettenformate
- PACS-kompatibel
- DICOM-Schnittstelle
- Einfache Bedienung mit Touchscreen und Softwareintegration

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

