



[KODAK DIRECTVIEW CR850-SYSTEM](#)

SKU: ND012025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Radiographie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Kodak DirectView CR850-System ist ein hochmodernes digitales Radiografie-System für den medizinischen Einsatz, das schnelle, qualitativ hochwertige Röntgenbilder liefert. Es bietet Vorteile wie hohe Bildqualität, Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in Krankenhäusern, Kliniken und Forschungseinrichtungen. Dank der digitalen Speicherung und der schnellen Verfügbarkeit der Bilder ist es eine effiziente Lösung für moderne medizinische Einrichtungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

