



[KÖNIGSEE IMPLANTATE 19.191.00 - 805044](#) [OP SET -MIT INSTRUMENTE](#)

SKU: BZ092025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Königsee Implantate 19.191.00 - 805044 Operationsset** ist ein hochwertig konzipiertes Instrumentenset, das speziell für den Einsatz in der Implantatchirurgie entwickelt wurde. Dieses Set bietet Chirurgen eine umfassende und zuverlässige Ausstattung, die präzise und sichere Eingriffe unterstützt.

Produktspezifikationen und Inhalt:

- Hochwertige, chirurgische Instrumente aus rostfreiem Edelstahl
- Ergonomisch gestaltete Griffe für optimale Handhabung und Präzision
- Instrumente speziell abgestimmt auf die Anforderungen der Implantologie
- Übersichtlich angeordnetes Set für effiziente Operationsabläufe

Anwendungsbereiche:

- Orale Implantatchirurgie
- Präparation und Platzierung von Zahnimplantaten
- Minimalinvasive und offene chirurgische Eingriffe
- Unterstützung bei Knochenaugmentation und Gewebemanagement



Vorteile des Königsee Implantate OP Sets:

- **Vielseitigkeit:** Umfasst alle notwendigen Instrumente für eine effiziente Implantatchirurgie.
- **Qualität:** Gefertigt aus langlebigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und Sterilisierbarkeit gewährleisten.
- **Sicherheit:** Präzise Verarbeitung und ergonomisches Design minimieren das Risiko von Komplikationen.
- **Komplettlösung:** Das Set ermöglicht einen reibungslosen Operationsablauf ohne zusätzlichen Instrumentenbedarf.

Das Königsee Implantate 19.191.00 - 805044 OP Set stellt somit eine ideale Wahl für Zahnärzte und Chirurgen dar, die auf der Suche nach einem zuverlässigen, professionellen Instrumentarium für Implantatchirurgie sind. Es unterstützt die präzise und sichere Durchführung von Eingriffen und trägt maßgeblich zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

