



[KÖNIGSEE SET INSTRUMENT](#)

SKU: HU082025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Königsee Set Instrument** ist ein hochwertiges medizintechnisches Werkzeug, das speziell für den präzisen Einsatz in chirurgischen und diagnostischen Verfahren entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine exzellente Verarbeitung, Langlebigkeit und ergonomisches Design aus, wodurch es sowohl für den Einsatz im OP-Saal als auch in der klinischen Praxis ideal geeignet ist.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Materialqualität:** Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl von höchster Güte, gewährleistet das Instrument maximale Korrosionsbeständigkeit und eine einfache Reinigung sowie Sterilisation.
- **Ergonomisches Design:** Die Formgebung des Instruments ist speziell auf eine komfortable Handhabung ausgelegt, um Ermüdungserscheinungen bei längeren Eingriffen zu minimieren.
- **Präzision:** Die feinen, exakt gearbeiteten Instrumentenspitzen ermöglichen eine sichere und präzise Anwendung, was besonders in der Mikrochirurgie von entscheidender Bedeutung ist.
- **Vielseitigkeit:** Das Set umfasst verschiedene Instrumententypen, die für unterschiedliche medizinische Anwendungen geeignet sind, darunter Schneiden, Greifen und Tasten.
- **Sterilisationsfähigkeit:** Alle Komponenten sind kompatibel mit gängigen Sterilisationsverfahren, einschließlich Autoklavieren.

Anwendungsbereiche:

Das Königsee Set Instrument findet breite Anwendung in verschiedenen medizinischen Fachbereichen:

- Chirurgie (allgemein und spezialisiert)
- HNO-Heilkunde



- Zahnmedizin
- Dermatologie
- Diagnostische Untersuchungen und Probenentnahmen

Durch die Kombination aus Präzision, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit stellt das Königse Set Instrument eine wertvolle Ergänzung für jede medizinische Einrichtung dar. Es unterstützt Fachkräfte dabei, optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen und die Patientensicherheit zu erhöhen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

