



KRANZBÜHLER TLS-375 7.5 LINEAR SONDE

SKU: DX032016


345,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . TLS-375
Hersteller . Kranzbühler
für Sonoscope 20
Linear Ultraschallkopf 7.5 Mhz
Anwendung :

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . TLS-375
Hersteller . Kranzbühler
für Sonoscope 20
Linear Ultraschallkopf 7.5 Mhz
Anwendung :



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

