



### [LAPAROSKOP A1.103 AUTOCLAV 30 GRAD](#)

SKU: DC102024-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Laparoskop A1.103 autoclav** ist ein hochwertiges, autoclavierbares Endoskop mit einem Blickwinkel von 30 Grad, das präzise Visualisierung bei minimal-invasiven Eingriffen ermöglicht. Es besticht durch hervorragende optische Qualität und robuste Verarbeitung, ideal für den sicheren Einsatz in der laparoskopischen Chirurgie.



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

