



[LEICA 2 10446585 CAMERA + 10446572 KAMERAKOPF](#)

SKU: L122025

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Leica 2 10446585 Kamera** in Kombination mit dem **10446572 Kamerakopf** bietet herausragende Bildqualität und Präzision für medizinische Anwendungen. Dieses System gewährleistet eine zuverlässige Visualisierung und unterstützt Fachpersonal bei diagnostischen und chirurgischen Eingriffen.



Categories: [Mikroskope und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Leica 2 10446585 Kamera-System** kombiniert sich optimal mit dem **10446572 Kamerakopf** und bietet eine hochmoderne Lösung für professionelle Bildgebung in der Mikroskopie und anderen präzisionsintensiven Anwendungen. Dieses Kameraset ist speziell entwickelt, um eine herausragende Bildqualität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Die Kamera liefert gestochen scharfe Bilder mit exzellentem Detailreichtum, ideal für präzise Analysen und Dokumentationen in der Forschung und Diagnostik.
- **Ergonomisches Design des Kamerakopfs (10446572):** Der Kamerakopf ist kompakt und leicht, wodurch eine einfache Integration in bestehende Mikroskopsysteme möglich ist. Seine robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer auch bei intensivem Gebrauch.
- **Optimale Kompatibilität:** Speziell abgestimmt auf Leica Mikroskopmodelle, ermöglicht das System einen reibungslosen Workflow und eine unkomplizierte Bedienung.



- **Einfache Installation und Bedienung:** Das Kamerasystem lässt sich schnell montieren und bietet intuitive Steuerungsmöglichkeiten, um den Fokus auf die Bildqualität zu legen.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Ideal geeignet für Anwendungen in der Pathologie, Biologie, Materialwissenschaften sowie in der Qualitätskontrolle und Medizintechnik.

Technische Highlights:

- Hohe Sensitivität und geringes Rauschen für klare Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- Schnelle Bildaufnahme für flüssige Videoaufnahmen und Live-Analysen
- Kompatibilität mit zahlreichen Bildverarbeitungssoftwares zur erweiterten Analyse

Das Zusammenspiel zwischen der **Leica 2 10446585 Kamera** und dem **10446572 Kamerakopf** stellt eine hochwertige Lösung dar, die höchsten Ansprüchen in der professionellen Mikroskopie gerecht wird. Durch die Kombination aus technischer Präzision, Benutzerkomfort und langlebiger Konstruktion unterstützt dieses System Forscher und Fachkräfte dabei, exakte und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

