



[LEISEGANG 1DW-22100 KOLPOSKOP](#) [GESTELL BG170](#)

SKU: CK122025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Kolposkop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Leisegang 1DW-22100** ist ein binokulares Standard-Kolposkop mit einem **45°-Schrägeinblick** und einem Vergrößerungswechsler. **In der Kombination mit dem BG170 (Halterung/Gestell) handelt es sich um eine flexible Lösung für die gynäkologische Untersuchung, die häufig an Untersuchungsstühlen montiert wird.**

Technische Merkmale (Modell 1DW)

Das Gerät ist für präzise Diagnostik im Praxisalltag konzipiert und bietet laut Hersteller **Leisegang** folgende Spezifikationen:

- **Vergrößerung:** Trommelwechsler für 3 Stufen (**7,5- / 15- / 30-fache** Vergrößerung).
- **Einblick:** 45° Schrägeinblick für eine ergonomische Arbeitsposition.
- **Arbeitsabstand:** Fixer Abstand von **300 mm**.
- **Beleuchtung:** Moderne Modelle verfügen über eine **Weißlicht-LED** (ca. 45.000–52.000 Lux), während ältere Versionen noch Halogen-Leuchtmittel nutzen können.
- **Feineinstellung:** Integrierte Triebe für die präzise Einstellung von Schärfe und Höhe.
- **Besonderheit:** Im Gegensatz zu anderen Leisegang-Modellen wird das 1DW standardmäßig **ohne Grünfilter** geliefert.

Gestell / Halterung BG170

Die Bezeichnung **BG170** bezieht sich auf die Haltevorrichtung des Kolposkops.

- **Montage:** Diese Halterung dient dazu, den Kolposkopkopf stabil an einem Stativ oder direkt an einem Untersuchungsstuhl zu befestigen.
- **Funktion:** Sie ermöglicht die horizontale und vertikale Ausrichtung des Geräts während der Untersuchung.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

