



[LEISEGANG 1E-111100 - KOLPOSKOP + BG170 HALTER](#)

SKU: CP122025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Kolposkop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Leisegang 1E-111100** ist ein binokulares Standard-Kolposkop für die gynäkologische Routineuntersuchung, das als preisbewusstes Einsteigermodell gilt. **In Kombination mit dem BG170 Halter ist es speziell für die Montage an gynäkologischen Untersuchungsstühlen konzipiert.**

Technische Spezifikationen (Modell 1E)

Das Gerät zeichnet sich durch seine einfache Handhabung und robuste Optik aus:

- **Vergrößerung:** Verfügt über eine **15-fache Festvergrößerung**.
- **Optik:** Konvergenter Strahlengang mit einem fixen Arbeitsabstand von **300 mm** und einem Gesichtsfelddurchmesser von 23 mm.
- **Beleuchtung:** Ausgestattet mit einer stufenlos regulierbaren Weißlicht-LED (45.000–52.000 Lux, Farbtemperatur 5.700–6.000 K).
- **Justierung:** Zwei Feineinstelltriebe ermöglichen die präzise Regulierung von Schärfe und Höhe.
- **Funktionen:** Integrierter **Grünfilter** zur verbesserten Gefäßbeobachtung sowie Dioptrienausgleich (+7 bis -7 dpt).

Halterung und Montage (BG170)

- **Typ:** Der BG170 Halter (oft als Kolposkop-Halterung oder Gestell bezeichnet) dient als mechanische Schnittstelle zwischen dem Kolposkopkopf und dem Untersuchungsstuhl.
- **Funktion:** Er ermöglicht eine stabile Positionierung und einfache Ausrichtung des Geräts während der Untersuchung.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

