



[LEITZ 020-435.028 OP MIKROSKOP – TISCHMIKROSKOP](#)

SKU: ET032024

~~675,00 €~~ **585,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Mikroskop](#), [Tischmikroskop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Leitz 020-435.028 ist ein Mikroskop, das in der Regel für medizinische und wissenschaftliche Anwendungen verwendet wird. Leitz ist bekannt für seine hochwertigen optischen Geräte, einschließlich Mikroskopen, die in verschiedenen Bereichen wie Biologie, Medizin und Materialwissenschaften eingesetzt werden.

Hier sind einige allgemeine Merkmale, die typischerweise mit Leitz-Mikroskopen verbunden sind:

1. **Optische Qualität:** Leitz-Mikroskope bieten eine hervorragende Bildqualität durch hochwertige Linsen und optische Systeme.
2. **Vielseitigkeit:** Sie können mit verschiedenen Objektiven und Zubehörteilen ausgestattet werden, um unterschiedliche Vergrößerungen und Anwendungen zu ermöglichen.
3. **Ergonomisches Design:** Viele Modelle sind so gestaltet, dass sie eine bequeme Nutzung über längere Zeiträume ermöglichen, was besonders in klinischen oder Forschungseinstellungen wichtig ist.
4. **Beleuchtungssysteme:** Oft verfügen sie über integrierte Beleuchtungssysteme (z.B. LED), die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Objekts gewährleisten.
5. **Robustheit:** Leitz-Mikroskope sind in der Regel robust gebaut und für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

