



[LEITZ 020-435.036 - OP MIKROSKOP – TISCHMIKROSKOP](#)

SKU: E082024

~~866,00 €~~ 702,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Tischmikroskop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Leitz 020-435.036 ist ein Mikroskop, das von der Firma Leitz (heute Teil von Leica Microsystems) hergestellt wurde. Leitz ist bekannt für seine hochwertigen optischen Instrumente, einschließlich Mikroskopen, die in verschiedenen wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden.

Hier sind einige allgemeine Merkmale und Informationen zu Leitz-Mikroskopen:

1. **Optische Qualität:** Leitz-Mikroskope sind bekannt für ihre hervorragende optische Leistung, die eine klare und präzise Bildgebung ermöglicht.
2. **Vielseitigkeit:** Diese Mikroskope können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, darunter Biologie, Medizin, Materialwissenschaften und mehr.
3. **Zubehör:** Oft gibt es eine Vielzahl von Zubehörteilen wie Objektive, Okulare und Beleuchtungssysteme, die an das Mikroskop angepasst werden können, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.
4. **Ergonomie:** Viele Modelle sind ergonomisch gestaltet, um den Komfort bei längeren Beobachtungen zu erhöhen.
5. **Robustheit:** Leitz-Mikroskope sind in der Regel robust gebaut und für den langfristigen Einsatz konzipiert.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

