



LIEBEL-FLARSHEIM ANGIO ILLUMENA LF INJECTOR REF 903300 E

SKU: ED062025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Angiographie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Liebel-Flarsheim Angio Illumena LF Injector Ref 903300 E** ist ein hochmodernes, medizinisches Injektionssystem, das speziell für die Anwendung in der Angiographie entwickelt wurde. Dieses Gerät gewährleistet eine präzise und kontrollierte Kontrastmittelinjektion, die für diagnostische Bildgebungsverfahren unerlässlich ist.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Dosierkontrolle:** Der Injector ermöglicht eine exakte Steuerung der Injektionsgeschwindigkeit und des Volumens, was die Bildqualität verbessert und die diagnostische Aussagekraft erhöht.
- **Zuverlässige Leistung:** Durch hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung gewährleistet das Gerät eine konstante und sichere Funktion während des Eingriffs.
- **Einfache Handhabung:** Das ergonomische Design und die intuitive Bedienoberfläche erleichtern Ärzten und medizinischem Fachpersonal die Anwendung, wodurch die Effizienz im Untersuchungsablauf gesteigert wird.
- **Kompatibilität:** Der LF Injector ist kompatibel mit einer Vielzahl von Angiographie-Systemen und Kontrastmittelspritzen, was eine flexible Integration in bestehende Arbeitsabläufe ermöglicht.
- **Sicherheitsmerkmale:** Integrierte Kontrollmechanismen minimieren das Risiko von Fehlinjektionen und schützen so Patienten und Personal.

Anwendungsgebiete:

Der Liebel-Flarsheim Angio Illumena LF Injector wird hauptsächlich in der diagnostischen Angiographie eingesetzt, um Gefäßdarstellungen mit Kontrastmitteln zu unterstützen. Er eignet sich für Untersuchungen von Arterien und Venen im gesamten Körper, einschließlich koronaler, zerebraler und peripherer Gefäße.



Technische Spezifikationen:

- Referenznummer: 903300 E
- Typ: Angiographie-Injektor
- Kompatibilität: Diverse Kontrastmittelspritzen und Bildgebungssysteme
- Material: Hochwertige, biokompatible Komponenten
- Bedienung: Manuell/automatisch, je nach Modellvariante

Zusammenfassend bietet der **Liebel-Flarsheim Angio Illumena LF Injector Ref 903300 E** eine zuverlässige, sichere und benutzerfreundliche Lösung für die kontrastmittelgestützte Angiographie. Seine präzise Steuerung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten machen ihn zu einem unverzichtbaren Instrument in der modernen Gefäßdiagnostik.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

