



LINEARSONDE L76 / L 76 / PROBE / FÜR GE LOGIQ 100 SERIE

SKU: A072013-02

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt
Vollfunktionsfähig
Keine Kristallausfälle

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet unter anderem für .GE LOGIQ 100
Frequenz . 7.5 Mhz

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03



0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

