



## [MAGSTIM MAGSTIM 200 MONO PULSE](#)

SKU: HT032025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Neurologie](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die Magstim 200 Mono Pulse ist ein präzises und vielseitiges Gerät, das sowohl in der Neurologie als auch in der Psychiatrie und Forschung weit verbreitet ist. Durch die Fähigkeit, Mono-Puls-Impulse zu erzeugen, bietet es sowohl diagnostische als auch therapeutische Anwendungen, die es zu einem wichtigen Werkzeug in der klinischen Praxis und der Forschung machen.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

