



**MALLINCKRODT WARM TOUCH PATIENT WARMING TYP 501-5800 HYPOTHERMIE WÄRMEGERÄT MIT ROLLWAGEN**

**SKU:** R022020 // M032022-NV //

zzgl. [Versandkosten](#)

Temp. Regulierbar . 30-34, 36-40, 42-46

Mallinckrodt "Warm touch" Patient Warming  
Typ 501-5800 Hypothermie Wärmegerät.

Hersteller: Mallinckrodt

Anschluss: 220V 1000Watt

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

Categories: [Fundgrube](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Temp. Regulierbar . 30-34, 36-40, 42-46



Mallinckrodt "Warm touch" Patient Warming  
Typ 501-5800 Hypothermie Wärmegerät.  
Hersteller: Mallinckrodt  
Anschluss: 220V 1000Watt

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

