



MAQUET 1002.5800 OP TISCH ZUBEHR

SKU: CT122016

199,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Zur metallfreien Durchleuchtung der Halswirbelsäule; Aufnahme von Kopfkalotten und Kopfplatten; Gebremstes Exzenterhebelgelenk erleichtert die Neigungseinstellung; Gleitschiene ist 360° drehbar; Fallsicherung gegen versehentliches Lösen aus dem Verbindungsbügel; Befestigung an Vierkantaufnahme; U-förmige Konstruktion des Haltearms; Empfohlene Kombination mit Verbindungsstück 1002.5800

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur metallfreien Durchleuchtung der Halswirbelsäule; Aufnahme von Kopfkalotten und Kopfplatten; Gebremstes Exzenterhebelgelenk erleichtert die Neigungseinstellung; Gleitschiene ist 360° drehbar; Fallsicherung gegen



versehentliches Lösen aus dem Verbindungsbügel; Befestigung an Vierkantaufnahme;
U-förmige Konstruktion des Haltearms; Empfohlene Kombination mit Verbindungsstück 1002.5800

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 11 kg



GALLERIE

