



[MAQUET 1533.01A0 OP TISCH - ELEKTRISCH FAHRBAR](#)

SKU: FE082025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Maquet 1533.01A0** elektrisch fahrbare Operationstisch bietet höchste Stabilität und präzise Positioniermöglichkeiten für chirurgische Eingriffe. Durch die elektrische Fahrfunktion ermöglicht er eine flexible und ergonomische Anpassung im OP-Saal, was den Arbeitsablauf effizient unterstützt.



Categories: [Op Tisch & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Maquet 1533.01A0 Operations- und Behandlungstisch** ist ein elektrisch fahrbarer Tisch, der speziell für den Einsatz in modernen Operationssälen konzipiert wurde. Er vereint innovative Technik mit höchster Funktionalität und bietet optimale Voraussetzungen für chirurgische Eingriffe verschiedenster Art.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Elektrische Fahrbarkeit:** Der Tisch lässt sich mühelos und präzise elektrisch verfahren, was eine flexible Positionierung im OP ermöglicht und die Arbeitsabläufe deutlich erleichtert.
- **Robuste Konstruktion:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien, gewährleistet der Tisch eine stabile und sichere Lagerung des Patienten während der Operation.
- **Vielseitige Verstellmöglichkeiten:** Die elektrische Höhenverstellung sowie die neigbaren Tischplatten erlauben eine optimale Anpassung an verschiedene chirurgische Anforderungen und Patientenpositionen.
- **Einfache Bedienung:** Die intuitive Steuerung sorgt für eine schnelle und sichere Handhabung durch das OP-Personal.



- **Kompatibilität:** Der Tisch ist mit verschiedenen Zubehörteilen und OP-Geräten kompatibel, was seine Einsatzmöglichkeiten erweitert.

Technische Daten im Überblick:

- Elektrische Antriebseinheit für Fahr- und Verstellfunktionen
- Belastbarkeit: Hohe Tragfähigkeit für Patienten verschiedener Gewichtsklassen
- Maße: Optimale Abmessungen für den Einsatz in standardisierten OP-Räumen
- Oberfläche: Hygienisch und leicht zu reinigen, erfüllt höchste medizinische Standards
- Sicherheitsfunktionen: Integrierte Notstopp- und Verriegelungsmechanismen

Der Maquet 1533.01A0 elektrisch fahrbare Op-Tisch unterstützt Chirurgen und OP-Teams dabei, Eingriffe effizient, sicher und komfortabel durchzuführen. Dank seiner durchdachten Konstruktion und der elektrischen Mobilität trägt er maßgeblich zur Optimierung der Arbeitsprozesse und zur Erhöhung der Patientensicherheit bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

