



## [MAQUET 3110.30E5 TELEMAQUET-DEFEKT](#)

SKU: CK082025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Fundgrube](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **MAQUET 3110.30E5 Telemaquet** ist ein medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Es handelt sich um ein vielseitiges und robustes System, das in verschiedenen Bereichen der Patientenüberwachung und -versorgung eingesetzt wird.

**Hinweis:** Dieses Gerät wird als *DEFEKT* angeboten. Vor einer möglichen Reparatur oder Wiederinstandsetzung sollte eine fachkundige Überprüfung erfolgen, um den Umfang der notwendigen Maßnahmen zu bestimmen.

### Technische und funktionale Merkmale:

- **Modellnummer:** 3110.30E5
- **Hersteller:** MAQUET
- **Gerätetyp:** Telemaquet-System, typischerweise für Patientenüberwachung oder Steuerungsaufgaben im medizinischen Bereich verwendet
- **Robuste Bauweise:** Geeignet für den Dauereinsatz im klinischen Umfeld
- **Anschlüsse und Schnittstellen:** Ermöglichen die Integration in bestehende medizinische Infrastrukturen

### Wichtige Hinweise zum defekten Zustand:



- Das Gerät weist Funktionsstörungen auf, die eine sofortige Nutzung im klinischen Betrieb ausschließen.
- Es empfiehlt sich eine professionelle Diagnose und Reparatur durch autorisiertes Fachpersonal.
- Der Verkauf erfolgt ausdrücklich unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, es sei denn, es liegen andere Vereinbarungen vor.

### **Zusammenfassung:**

Das MAQUET 3110.30E5 Telemaquet bietet als medizinisches Gerät vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Patientenüberwachung und -versorgung. Aufgrund des defekten Zustands ist es aktuell nicht betriebsbereit und bedarf einer fachmännischen Reparatur. Für Kliniken, Reparaturdienstleister oder technisch versierte Anwender stellt dieses Gerät eine wertvolle Basis dar, um es nach Instandsetzung wieder in den klinischen Betrieb zu integrieren.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

