



MAQUET BLUE 30 BEHANDLUNGSLAMPE FAHRBAR MOBIL UNTERSUCHUNGSLAMPE

SKU: BH092025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Beleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Maquet Blue 30 Behandlungslampe** ist eine hochwertige, fahrbare und mobile **Untersuchungslampe**, die speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Sie bietet eine optimale Beleuchtungslösung für verschiedenste diagnostische und therapeutische Anwendungen, insbesondere in der Chirurgie, der Notfallmedizin sowie in der allgemeinen Patientenversorgung.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Mobilität:** Die Lampe ist auf einem stabilen, fahrbaren Stativ montiert, das eine flexible Positionierung und einfache Bewegung im Behandlungsraum ermöglicht. Dies erleichtert den Transport zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen und verbessert die Arbeitsabläufe.
- **Leistungsstarke Lichtquelle:** Die Maquet Blue 30 verfügt über eine helle und gleichmäßige Beleuchtung, die eine ausgezeichnete Sicht auf das Untersuchungs- oder Behandlungsfeld gewährleistet. Die Lichtintensität ist optimal auf medizinische Anforderungen abgestimmt.
- **Ergonomisches Design:** Der Lampenkopf ist flexibel schwenkbar und lässt sich präzise ausrichten, sodass die Lichtquelle exakt auf den gewünschten Bereich fokussiert werden kann. Dies minimiert Schattenbildung und verbessert die Sichtbarkeit.



- **Robustheit und Hygiene:** Das Gehäuse ist aus hochwertigen, leicht zu reinigenden Materialien gefertigt, die den strengen Hygieneanforderungen im medizinischen Umfeld entsprechen. Die Lampe ist resistent gegen Desinfektionsmittel und gewährleistet somit eine sichere Anwendung.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente ermöglichen eine einfache Anpassung der Lichtintensität und Position, wodurch der Anwender die Lampe schnell und unkompliziert an unterschiedliche Untersuchungssituationen anpassen kann.

Anwendungsbereiche:

- Chirurgische Eingriffe und Behandlungen
- Allgemeine und spezialisierte Patientenuntersuchungen
- Notfallmedizin und Intensivpflege
- Ambulante und stationäre Behandlungseinheiten

Mit der **Maquet Blue 30 Behandlungslampe** erhalten Sie eine zuverlässige, flexible und leistungsstarke Beleuchtungslösung, die den hohen Anforderungen moderner medizinischer Einrichtungen gerecht wird. Durch ihre Mobilität und einfache Handhabung unterstützt sie medizinisches Fachpersonal effektiv bei präzisen Diagnosen und Behandlungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

