



[MAQUET BLUE 30 BEHANDLUNGSLAMPE](#) [FAHRBAR MOBIL UNTERSUCHUNGSLAMPE](#)

SKU: CU072024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [OP- und Untersuchungsleuchten](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Maquet Blue 30 Behandlungslampe ist eine hochmoderne chirurgische Lampe, die in Operationssälen und medizinischen Einrichtungen eingesetzt wird. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu dieser Behandlungslampe:

1. **Lichttechnologie:** Die Maquet Blue 30 verwendet LED-Technologie, die eine hohe Lichtintensität bei gleichzeitig geringer Wärmeentwicklung bietet. Dies sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Operationsfeldes.
2. **Farbwiedergabe:** Die Lampe bietet eine exzellente Farbwiedergabe, was für Chirurgen wichtig ist, um Gewebe und Blutungen präzise zu erkennen.
3. **Beweglichkeit:** Die Lampe ist in der Regel schwenkbar und höhenverstellbar, was eine flexible Positionierung ermöglicht, um den Bedürfnissen des Chirurgen während des Eingriffs gerecht zu werden.
4. **Energieeffizienz:** Durch den Einsatz von LEDs ist die Maquet Blue 30 energieeffizienter als herkömmliche Halogenlampen, was sowohl Kosten spart als auch die Umwelt schont.
5. **Hygiene:** Die Konstruktion der Lampe erleichtert die Reinigung und Desinfektion, was in einem klinischen Umfeld von großer Bedeutung ist.
6. **Zuverlässigkeit:** Maquet ist bekannt für qualitativ hochwertige medizinische Geräte, die auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt sind.
7. Price for one piece



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

